


ferrinox®4000



das Flussmittel für Edelstahl



ferrinox®4000 im 1L-Gebinde

Edelstahl Rostfrei hat bei Handwerkern den Ruf, schwierig lötbar zu sein. Dies gilt auch für das Klempner- und Dachdeckerhandwerk. Dieser Eindruck ist dadurch entstanden, dass häufig Flussmittel und Lote verwendet worden sind, die für das Arbeiten mit anderen Werkstoffen wie z.B. Zink oder Kupfer in den Betrieben vorhanden waren. Diese sind aber für nichtrostende Stähle oft ungeeignet. Insbesondere bei Benutzung von salzsäure- und chloridhaltigen Flussmitteln kann es zu Korrosionsschäden und Leckagen kommen.

Löten von Edelstahl rostfrei

Im Klempner- und Dachdeckerhandwerk bestehen oft Fragen bezüglich der Lötbarkeit nichtrostender Stähle. Dabei sind die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten für das Löten von Edelstahl rostfrei leicht und schnell zu erwerben.



1L-Gebinde mit Sicherheitsverschluss

Der wichtigste Punkt für ein einwandfreies Ergebnis ist der Einsatz eines geeigneten Flussmittels - **ferrinox®4000**. Es dürfen keinesfalls chloridhaltige Flussmittel oder auch ungeeignete Flussmittel für Edelstahl benutzt werden. Lötwasser, die für die Verarbeitung von Zink und Kupfer Verwendung finden, sind in der Regel für Edelstahl rostfrei ungeeignet. Auch Lötwasser, die von der Industrie teilweise als geeignet für Edelstahl bezeichnet werden, können nach Langzeiterfahrung zu großen Problemen in der Haltbarkeit der Lötnaht, sowie der Optik führen. Diese sollten erst nach genauer Überprüfung verwendet werden.



saubere und dichte Lötnaht an einer Dachrinne

Hier ist anzumerken, dass das Flussmittel **ferrinox®4000** der Firma BRANDT Edelstahldach vielen Langzeittests unterzogen wurde und dadurch die allerbesten Erfahrungswerte aufweist. Weiterhin sollte 30 %iges Zinn-Bleilot mit Schmelzpunkttemperaturen zwischen 215 und 250 Grad Celsius oder hochreines Zinn mit einem Schmelzpunkt von ca. 230 Grad Celsius als, aus der Erfahrung her, eingesetzt werden. Vor allem, wenn erhöhte Ansprüche an die Optik der Lötnaht gestellt werden.



100ml-Gebinde mit Lötpinsel

Erhältlich ist das **ferrinox®4000** in 1L- und 100ml Gebinden.

